



#### 4. 測定を開始する。

##### Start measurement

①ここをクリック  
Click here

②ここをクリック  
Click here

#### 5. 測定結果を確認する。

##### Confirm the measurement results

①ここをクリック  
Click here

② Ct 値を確認  
Confirm the Ct values

Well	Assay	Type	Ct
A2	RDX	Unknown	35.09
A6	FAM	Unknown	36.82
B6	RDX	Unknown	33.89
B8	FAM	Unknown	38.86
C8	RDX	Unknown	35.46
C9	FAM	Unknown	39.54
D6	RDX	Unknown	33.01
D8	FAM	Unknown	33.99
E8	RDX	Unknown	33.62
E9	FAM	Unknown	33.35
F8	FAM	Unknown	34.39